

Was ist **perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>**

**perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>** ist zur Desinfektion der Haut geeignet.

Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit bakterizider, levurozider und viruzider Wirkung.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei **perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>** um kein Heilmittel handelt.

Anwendungsbereiche von **perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>**

- zur Desinfektion\* der Haut und Kopfhaut
- vorbeugende Desinfektion auf der Haut

\* Desinfektion-Bedeutung : Totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann.

Anwendung/Dosierung:

**perfectpur skin<sup>plus</sup>** nach Bedarf auf die betroffene Stelle sprühen, einwirken und trocknen lassen. NICHT VERWISCHEN!

Wichtig: Beim Einsprühen von **perfectpur skin<sup>plus</sup>** auf empfindliche Bereiche ca. 30 cm Abstand halten (wegen des Sprühstrahldrucks).

**perfectpur skin GEL<sup>plus</sup>** nach Bedarf auf die betroffene Stelle auftragen und verreiben.

## Verfügbare Größen:

**perfectpur skin<sup>plus</sup>** 8ml, 30ml, 100ml, 250ml, 5Liter, 20Liter - Größere Gebinde auf Anfrage  
**perfectpur skin GEL<sup>plus</sup>** 50ml, 100ml, 200ml

## Verträglichkeit:

**perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>** enthält **keinen Alkohol**  
und keine:

- Farbstoffe
- Konservierungsstoffe
- Duftstoffe
- Lösungsmittel oder Ähnliches

## Unverträglichkeiten:

Keine bekannt.

## Vorsichtsmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (erhältlich unter [www.perfectpur.de](http://www.perfectpur.de))

**Nicht auf Textilien aufbringen! Materialverträglichkeit prüfen!**

**Bei unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!**

## Lagerung:

**perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>** Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Restentleerte Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.

## Haltbarkeit:

Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter.

Unbedingt Lagerungshinweise beachten.

Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen aufbrauchen.

## Wirkstoffe:

**perfectpur skin<sup>plus</sup>** Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: ≤0,001g/1000ml,  
BAuA-Nr.: N-85551, Produktart: 1

**perfectpur skin GEL<sup>plus</sup>** Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: ≤0,001g/1000ml,  
BAuA-Nr.: N-86248, Produktart: 1

## Alle Produkte:

**perfectpur Air fresh, perfectpur animal, perfectpur flora, perfectpur HD plus Händedesinfektion  
perfectpur home, perfectpur horse, perfectpur med, perfectpur med forte, perfectpur mobile,  
perfectpur skin<sup>plus</sup> & skin GEL<sup>plus</sup>**

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und  
Produktinformationen lesen.**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an: [info@perfectpur.de](mailto:info@perfectpur.de)

Rev. 20201014\_v1